

Code No. 03-2112

製品規格書

(E)-カプサイシン

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶
融点(JP法)	65～70℃
吸光度E1%1cm(281nm)(JP法)	97～105
純度試験(JP法)	-
類縁物質(1)(JP法)	試験適合
類縁物質(2)(JP法)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量[40℃, 酸化りん(V)上, 減圧]	1.0%以下

*:当社追加項目