

Code No. 03-2170

製品規格書

カルバゾール

局方一般試験法用

試験項目	規格値
性状	白色～類白色の葉状若しくは板状の結晶又は結晶性の粉末
融点	243～245℃
純度試験	-
溶状	試験適合
強熱残分	0.1%以下
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	0.5%以下
* 含量(キャピラリーカラムGC)	95.0%以上

本品は、日本薬局方一般試験法 試薬・試液のカルバゾールに適合しています。(*:当社追加項目)