

Code No. 03-2172

## 製品規格書

### カルボニルクロロヒドリドトリス(トリフェニルホスフィン)ルテニウム(II)

有機合成用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色、結晶～結晶性粉末
クロホルム溶状	試験適合
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	0.5%以下
ナトリウム(Na)	0.05%以下
マグネシウム(Mg)	0.05%以下
アルミニウム(Al)	0.05%以下
カリウム(K)	0.1%以下
カルシウム(Ca)	0.05%以下
マンガン(Mn)	0.01%以下
鉄(Fe)	0.5%以下
ニッケル(Ni)	0.005%以下
コバルト(Co)	0.005%以下
銅(Cu)	0.005%以下
亜鉛(Zn)	0.005%以下
ロジウム(Rh)	0.01%以下
イリジウム(Ir)	0.02%以下
バリウム(Ba)	0.005%以下
鉛(Pb)	0.2%以下
パラジウム(Pd)	0.01%以下
白金(Pt)	0.05%以下
含量	95.0%以上