

Code No. 03-2199

## 製品規格書

### クルクミン

局方生薬試験用(定量用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	黄色～橙色の結晶性の粉末
吸光度E1%1cm(422nm)(JP法)	1460～1700
融点(JP法)	180～184℃
純度試験(JP法)	-
類縁物質(1)(JP法)	試験適合
類縁物質(2)(JP法)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	1.0%以下

\*:当社追加項目