

Code No. 03-2200

## 製品規格書

### コプチシン塩化物

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試 験 項 目	規 格 値
性状(JP法)	橙赤色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験(JP法)	試験適合
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	3.0%以下
* 含量(HPLC)	95.0%以上

\*:当社追加項目