

Code No. 03-2221

## 製品規格書

### (E)-ケイ皮酸

局方生薬試験用(定量用・薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の結晶又は結晶性の粉末
吸光度E1%1cm(273nm)(JP法)	1307~1547
融点(JP法)	132~136℃
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
ピークの単一性(JP法)	試験適合
* 含量(qNMR)(JP法)	98.0%以上
** メタノール溶状	試験適合
** 乾燥減量(シリカゲル上)	1.0%以下

本品は、日本薬局方一般試験法 試薬・試液の(E)-ケイ皮酸、定量用及び薄層クロマトグラフィー用に適合しています。(\*:当社設定規格値)(\*\*:当社追加項目)