

Code No. 03-2244

製品規格書

シクロヘキサン(超脱水)

有機合成用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20℃)	0.777~0.779g/ml
凝固点	6.0~7.0℃
屈折率20℃	1.425~1.427
水分	0.001%以下
不揮発物	0.002%以下
硫酸着色物質	試験適合
過マンガン酸還元性物質 含量(キャピラリーカラムGC)	試験適合(Oとして約0.001%以下)
	99.5%以上