

Code No. 03-2251

製品規格書

シハロホップブチル標準品

残留農薬試験用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶性粉末～粉末
アセトン溶状	試験適合
融点	46～50℃
比旋光度[α] _{D20} (c=1, C ₂ H ₅ OH)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上
含量(qNMR)	99.0%以上