

Code No. 03-2346

製品規格書

(+)-カテキン標準品

食品分析用

| 試験項目 | 規格値 |
|--|--------------------|
| 外観 | 白色～うすい黄褐色、結晶性粉末～粉末 |
| アセトン溶状 | 試験適合 |
| 比旋光度 $[\alpha]_{D20}[c=0.1, (CH_3)_2CO]$ (脱水物換算) | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 水分 | 5.0%以下 |
| 含量(HPLC) | 99.0%以上 |
| 含量(qNMR)(カテキンとして) | 95.0%以上 |