

Code No. 03-2360

製品規格書

CultureSureR L-アルギニン塩酸塩, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験(1)	試験適合
確認試験(2)	試験適合
旋光度[α]D20(乾燥後)	+21.5~+23.5°
pH	4.7~6.2
純度試験	-
溶状	試験適合
硫酸塩	0.028%以下
アンモニウム	0.02%以下
重金属	20ppm以下
ヒ素	2ppm以下
類縁物質	試験適合
乾燥減量	0.20%以下
強熱残分	0.1%以下
含量(乾燥後)	98.5%以上
エンドトキシン	10.0EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下