

Code No. 03-2365

製品規格書

D-カルノシン標準品

アミノ酸分析用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶性粉末～粉末
水溶状(乾燥後)	試験適合
比旋光度[α]D20(c=2,H2O)(乾燥後)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(105℃)	実績値集積のうえ、規格化する
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	97.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する