

Code No. 03-2365

## 製品規格書

### D-カルノシン標準品

アミノ酸分析用

試 験 項 目	規 格 値
外 観	白色、結晶性粉末～粉末
水溶状(乾燥後)	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=2,H2O)(乾燥後)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(105℃)	実績値集積のうえ、規格化する
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	97.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する