

Code No. 03-2379

製品規格書

CultureSureR L-リシン塩酸塩, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	白色の粉末
確認試験(1)	試験適合
確認試験(2)	試験適合
旋光度[α]D20(乾燥後)	+19.0～+21.5°
pH	5.0～6.0
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 硫酸塩	0.028%以下
(3) アンモニウム	0.02%以下
(4) 重金属	10ppm以下
(5) ヒ素	2ppm以下
(6) 類縁物質	試験適合
乾燥減量	1.0%以下
強熱残分	0.1%以下
含量(乾燥後)	98.5%以上
エンドトキシン	10.0EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下