

Code No. 03-2390

## 製品規格書

### CultureSureR L(-)-りんご酸, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験	試験適合
旋光度[α]D20(乾燥後)	-11.0~-12.0°
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 塩化物	0.021%以下
(3) 硫酸塩	0.028%以下
(4) 重金属	20ppm以下
(5) ヒ素	1ppm以下
乾燥減量	1.0%以下
強熱残分	0.1%以下
含量(乾燥後)	99.0%以上
エンドトキシン	50.0EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下