

Code No. 03-2391

## 製品規格書

CultureSureR グルタチオン(還元型), 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	白色の結晶性の粉末
確認試験	試験適合
旋光度[α] <sub>D20</sub> (乾燥後)	-15.5~-17.5°
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 重金属	10ppm以下
(3) ヒ素	2ppm以下
(4) 類縁物質	試験適合
乾燥減量	0.5%以下
強熱残分	0.1%以下
含量(乾燥後)	98.0~101.0%
エンドトキシン	10.0EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下