

Code No. 03-2410

## 製品規格書

L-システイン塩酸塩一水和物, 動物由来物フリー

生化学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=8,6mol/l HCl)(乾燥物換算)	+6.0～+7.5°
乾燥減量[酸化りん(V)上, 減圧]	8.5～12.0%
強熱残分(硫酸塩)	0.1%以下
類縁物質	試験適合
含量(乾燥物換算)	98.0～102.0%