

Code No. 03-2422

製品規格書

CultureSureR 硫酸鉄(II)七水和物, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	うすい青緑色、結晶～結晶性粉末
希硫酸溶状	試験適合
pH(50g/L, 25°C)	3.7以上
銅(Cu)	0.002%以下
鉄(III)(Fe ³⁺)	0.1%以下
マンガン(Mn)	0.02%以下
含量	99.0%～102.0%
エンドトキシン	250EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下