

Code No. 03-2428

製品規格書

CultureSureR D(+)-マンノース, 動物由来物フリー

細胞培養用

試 験 項 目	規 格 値
性状	白色の結晶性粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=4,H ₂ O,2hr)(乾燥物換算)	+13～+15°
乾燥減量(105℃, 減圧)	0.50%以下
含量(HPLC)	98.0%以上
エンドトキシン	3.5EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	300CFU/g以下