

Code No. 03-2433

製品規格書

CultureSureR myo-イノシトール, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験	試験適合
透過率(420nm)	98.0%以上
融点	223~227°C
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 塩化物	0.005%以下
(3) 硫酸塩	0.006%以下
(4) 重金属	25ppm以下
(5) 鉄	5ppm以下
(6) カルシウム	試験適合
(7) フェーリング溶液還元性物質	試験適合
乾燥減量	0.5%以下
強熱残分	0.1%以下
含量(HPLC)(乾燥後)	98.0%以上
エンドトキシン	25EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下