

Code No. 03-2436

製品規格書

CultureSureR ピルビン酸ナトリウム, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
pH(100g/L, 25°C)	4.0～8.0
塩化物(Cl)	0.005%以下
重金属(Pbとして)	0.001%以下
ひ素(As ₂ O ₃ として)	1ppm以下
鉄	0.001%以下
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
含量	97.0%以上
エンドトキシン	25.0EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下