

Code No. 03-2447

製品規格書

CultureSureR リボフラビン, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	黄色～だいたい黄色の結晶
確認試験(1)	試験適合
確認試験(2)	試験適合
確認試験(3)	試験適合
旋光度[α] _{D20} (乾燥後)	-128～-142°
ルミフラビン	試験適合
乾燥減量	1.5%以下
強熱残分	0.2%以下
含量(乾燥後)	98.0～101.0%
エンドトキシン	500EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	100CFU/g以下