

Code No. 03-2448

製品規格書

クロロホルム

GPC用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20℃)	1.474~1.491g/mL
屈折率20℃	1.444~1.446
吸光度(245nm)	1.00以下
吸光度(254nm)	0.20以下
吸光度(260nm)	0.10以下
吸光度(270nm)	0.02以下
吸光度(275~400nm)	0.01以下
GPC試験適合性	試験適合
水分	0.02%以下
不揮発物	0.001%以下
酸(HClとして)	0.001%以下
遊離塩素	試験適合(Cl:約1ppm以下)
含量(キャピラリーカラムGC)(エタノールを除く)	99.7%以上
エタノール(安定剤)	0.5~0.9%