

Code No. 03-2452

製品規格書

クマリン標準品

生薬試験用

試験項目	規格値
性状	無色又は白色～微褐色の結晶
吸光度E1%1cm(273nm)	735～760
確認試験	試験適合
純度試験	-
類縁物質	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 融点	68～72℃
* 水分	実績値集積のうえ、規格化する
* 含量(HPLC)	99.0%以上

本規格は、日本薬局方外生薬規格2018「クマリン, 定量用」に準ずる*:当社追加項目