

Code No. 03-2454

製品規格書

1-クロロナフタレン

GPC用

試験項目	規格値
外観	無色～ごくうすい黄色、透明の液体
密度(20℃)	1.190～1.196g/mL
吸光度(360nm)	0.15以下
吸光度(400nm)	0.05以下
吸光度(450nm)	0.04以下
吸光度(500nm)	0.02以下
吸光度(550nm)	0.02以下
吸光度(600nm)	0.02以下
GPC試験適合性	試験適合
水分	0.1%以下
不揮発物	0.002%以下
酸(HClとして)	0.001%以下
過酸化物(H ₂ O ₂ として)	0.001%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	95.0%以上