

Code No. 03-2470

## 製品規格書

CultureSureR L-アラニル-L-グルタミン, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験	試験適合
旋光度[ $\alpha$ ]D20(乾燥後)	+9.0~+11.0°
pH	5.0~6.0
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) アンモニウム	0.020%以下
(3) 塩化物	0.020%以下
(4) 硫酸塩	0.020%以下
(5) 重金属	10ppm以下
(6) ヒ素	1ppm以下
(7) 類縁物質	0.5%以下
乾燥減量	0.5%以下
強熱残分	0.10%以下
含量(乾燥後)	98.0%以上
エンドトキシン	12EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下