

Code No. 03-2471

製品規格書

CultureSureR 酢酸(±)- α -トコフェロール, 動物由来物フリー

細胞培養用

試 験 項 目	規 格 値
性状	無色～黄色澄明の粘性の液
確認試験(1)	試験適合
確認試験(2)	試験適合
比吸光度E1%1cm(284nm)	41.0～45.0
屈折率20℃	1.494～1.499
比重(20/20℃)	0.952～0.966
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 重金属	20ppm以下
(3) α -トコフェロール	試験適合
含量(HPLC)	96.0%以上
エンドトキシン	10EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	100CFU/g以下