

Code No. 03-2514

## 製品規格書

### クロルマジノン標準品

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	ごくうすい黄色～うすい黄色、 結晶性粉末～粉末 試験適合
1,4-ジオキサン溶状	
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=1, 1,4-dioxane)	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	98.0%以上
含量(qNMR)	98.0%以上