Code No. 03-2539

製品規格書

キャップA溶液 [1-メチルイミダゾール-アセトニトリル(2:8)]

核酸合成用

試験項目	規格値
外観	無色〜ほとんど無色、澄明の液体
密度(20℃)	0.832~0.838g/mL
屈折率20℃	1.373~1.377
水分	100ppm以下
不純物	試験適合
アセトニトリル	79.0~81.0vol%
1-メチルイミダゾール	19.0~21.0vol%

(1/1) 改訂日: 2018.06.19