

Code No. 03-2546

製品規格書

CultureSureR アルブミン, ウシ血清由来

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい黄褐色又はわずかにうすい緑黄色、 結晶～粉末 試験適合
水溶状	
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
pH(100g/L, 25°C)	6.5～7.5
エンドトキシン	3.0EU/mg以下
グロブリン	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合
遊離脂肪酸	試験適合
プロテアーゼ	試験適合
含量(電気泳動法)	98%以上
生菌数試験	1000CFU/g以下