

Code No. 03-2584

製品規格書

コール酸

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状	白色の結晶又は結晶性の粉末
純度試験	-
類縁物質	試験適合
含量(容量分析)(乾燥後)	98.0%以上
* エタノール溶状	試験適合
* 比旋光度[α]D20(c=1,C2H5OH)(乾燥後)	+34~+40°
* 乾燥減量[80°C, 酸化りん(V)上, 減圧]	1.0%以下
* 含量(HPLC)	98.0%以上

本品は、日本薬局方 一般試験法 試薬・試液のコール酸, 薄層クロマトグラフィー用に適合しています。(*:当社追加項目)