

Code No. 03-2616

製品規格書

CultureSure™ 3,3',5-トリヨード-L-チロニンナトリウム (T3)

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい黄褐色又はうすい赤褐色、結晶性粉末～粉末 試験適合
ジメチルスルホキシド溶状	
比旋光度[α] _{D25}	+18.0～+22.0°
水分	実測値報告
エンドトキシン	0.25EU/mg未満
マイコプラズマ試験	試験適合
含量(HPLC)	98.0%以上