

Code No. 04-0136

製品規格書

1,4-ジクロロブタン

和光特級

| 試験項目 | 規格値 |
|-----------------|--------------------|
| 外観 | 無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体 |
| 密度(20℃) | 1.138～1.145g/ml |
| 屈折率20℃ | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 水分 | 0.1%以下 |
| 酸(HClとして) | 0.01%以下 |
| 硫酸着色物質 | 試験適合 |
| 含量(キャピラリーカラムGC) | 98.0%以上 |