

Code No. 04-0376

## 製品規格書

### 1,4-ジオキサン

試薬特級

試験項目	規格値
* 性状	無色澄明の液体
純度(C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> )(GC)	質量分率99.5%以上
外観	ハーゼン10以下
水溶状	試験適合
凝固点	11.0℃以上
密度(20℃)	1.030~1.035g/ml
水分	質量分率0.1%以下
不揮発物	質量分率0.01%以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	質量分率0.01%以下
アルデヒド	試験適合
過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として)	質量分率0.05%以下
鉄(Fe)	質量分率1ppm以下

JIS K 8461:2007  
(\*:当社追加項目)