

Code No. 04-0385

## 製品規格書

### ジフェニルアミン

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶～結晶性粉末
純度(C <sub>12</sub> H <sub>11</sub> N)	質量分率99.0%以上
エタノール溶状	試験適合
融点	53～55℃
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.02%以下
硝酸塩	試験適合
アニリン(HPLC)	質量分率0.05%以下
鋭敏度	試験適合

JIS K 8487:2014  
(\*:当社追加項目)