

Code No. 04-0392

製品規格書

1,5-ジフェニルカルボノヒドラジド

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色～わずかにうすい赤色、結晶性粉末～粉末
アセトン溶状	試験適合
融点	171～175℃
乾燥減量(シリカゲル・減圧)	質量分率1.0%以下
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.05%以下
クロム分析適合性	-
発色適合性	0.42以上
空試験適合性	0.01以下

JIS K 8488:2011
(*:当社追加項目)