

Code No. 04-0424

## 製品規格書

### 2,2'-ビピリジル

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色～わずかにうすい褐色、結晶～結晶性粉末
純度(C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> )	質量分率99.5%以上
エタノール溶状	試験適合
融点	69.5～72.0℃
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.05%以下
鉄分析適合性	試験適合

JIS K 8486:2007  
(\*:当社追加項目)