

Code No. 04-1669

製品規格書

1,4-ジオキサン

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	1.031~1.036g/mL
屈折率20℃	1.421~1.423
吸光度(220nm)	0.70以下
吸光度(230nm)	0.50以下
吸光度(240nm)	0.40以下
吸光度(254nm)	0.20以下
吸光度(280nm)	0.10以下
吸光度(300~400nm)	0.01以下
水分	0.1%以下
酸(CH ₃ COOHとして)	0.001%以下
過酸化物(H ₂ O ₂ として)	0.01%以下
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.7%以上