

Code No. 04-1670

製品規格書

蒸留水

アミノ酸配列分析用

| 試験項目 | 規格値 |
|--------------------------|-----------------------------|
| 外観 | 無色透明の液体 |
| 吸光度(200~220nm) | 0.02以下 |
| 吸光度(230~400nm) | 0.01以下 |
| 塩化物 | 試験適合 |
| アンモニウム(NH ₄) | (Cl:約0.1ppm以下) 0.03ppm以下 |
| 過マンガン酸還元性物質 | 試験適合 |