

Code No. 04-1864

## 製品規格書

### セバシン酸ビス(2-エチルヘキシル)

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
密度(20℃)	0.912～0.919g/ml
屈折率20℃	1.446～1.454
水分	0.1%以下
酸[HOOC(CH <sub>2</sub> ) <sub>8</sub> COOHとして]	0.02%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上
含量(容量分析)	95.0%以上