Code No. 04-1867

製品規格書

o-ジクロロベンゼン

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	1.303~1.309g/mL
屈折率20℃	1.551~1.552
水分	0.02%以下
不揮発物	0.001%以下
塩化物(CI)	0.001%以下
遊離塩素(CI)	1ppm以下
含量(キャピラリーカラムGC)	99.0%以上

(1/1) 改訂日: 2022.03.22