

Code No. 04-1885

製品規格書

2,6-ジメチル-4-ヘプタノン

原子吸光分析用

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
吸光度(400nm)	0.01以下
水分	0.2%以下
銅(Cu)	2ng/mL以下
亜鉛(Zn)	5ng/mL以下
カドミウム(Cd)	2ng/mL以下
鉛(Pb)	1ng/mL以下
クロム(Cr)	5ng/mL以下
マンガン(Mn)	2ng/mL以下
鉄(Fe)	5ng/mL以下
コバルト(Co)	2ng/mL以下
ニッケル(Ni)	5ng/mL以下
過酸化物	試験適合
モリブデン酸と反応する物質(P, As, Siなど)	試験適合(Pとして約3ng/mL以下)
含量(キャピラリーカラムGC)	90.0%以上