

Code No. 04-2230

## 製品規格書

### 1,2-ジクロロエタン

高速液体クロマトグラフ用

| 試 験 項 目                                 | 規 格 値            |
|---|------------------|
| 外観                                      | 無色澄明の液体          |
| 密度(20℃)                                 | 1.251～1.258g/ml  |
| 屈折率20℃                                  | 1.442～1.446      |
| 吸光度(235nm)                              | 0.15以下           |
| 吸光度(240nm)                              | 0.10以下           |
| 吸光度(254nm)                              | 0.02以下           |
| 吸光度(270～400nm)                          | 0.01以下           |
| 水分                                      | 0.03%以下          |
| 不揮発物                                    | 0.001%以下         |
| 酸(HClとして)                               | 2ppm以下           |
| 遊離塩素                                    | 試験適合(Cl:約1ppm以下) |
| 過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として) | 0.001%以下         |
| 蛍光試験                                    | 試験適合             |
| 含量(キャピラリーカラムGC)                         | 99.7%以上          |