

Code No. 04-2320

製品規格書

2'-デオキシイノシン

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
吸収極大波長	実績値集積のうえ、規格化する
分子吸光係数(249nm)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度比(E250nm/E260nm)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度比(E280nm/E260nm)	実績値集積のうえ、規格化する
水分	1.0%以下
含量(HPLC)	99.0%以上