

Code No. 04-2449

## 製品規格書

### 1,4-ジオキサン

インフィニティピュア

| 試験項目                                    | 規格値             |
|---|-----------------|
| 外観                                      | 無色澄明の液体         |
| 水溶状                                     | 試験適合            |
| 密度(20℃)                                 | 1.030~1.035g/mL |
| 凝固点                                     | 10.5~12.0℃      |
| 屈折率20℃                                  | 1.421~1.424     |
| 吸光度(220nm)                              | 0.70以下          |
| 水分                                      | 0.1%以下          |
| 不揮発物                                    | 10ppm以下         |
| 酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)              | 10ppm以下         |
| 銅(Cu)                                   | 5ppb以下          |
| 鉛(Pb)                                   | 5ppb以下          |
| 鉄(Fe)                                   | 10ppb以下         |
| アルデヒド(CH <sub>3</sub> CHOとして)           | 5ppm以下          |
| 過酸化物(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> として) | 0.01%以下         |
| 蛍光試験                                    | 試験適合            |
| 含量(キャピラリーカラムGC)                         | 99.7%以上         |