

Code No. 04-2640

## 製品規格書

### ジブチルジスルフィド(放射線励起法硫黄分析用)

放射線励起法硫黄分析用

試験項目	規格値
* 外観	無色～黄褐色、澄明の液体
純度(GC)	98.5%以上
ジブチルジスルフィド及び異性体含量(GC)	99.5%以上
密度(20℃)	0.934～0.938g/ml
屈折率20℃	1.490～1.494
水分	0.03%以下

JIS K 8119:2004 (\*:当社追加項目)