

Code No. 04-2829

製品規格書

1,2-ジクロロエタン

分光分析用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	1.251～1.258g/mL
屈折率20℃	1.442～1.446
吸光度(235nm)	0.15以下
吸光度(240nm)	0.10以下
吸光度(254nm)	0.02以下
吸光度(270～400nm)	0.01以下
水分	0.03%以下
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.9%以上