

Code No. 04-2834

## 製品規格書

### 1,4-ジオキサン

分光分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	1.031～1.036g/mL
屈折率20℃	1.421～1.423
吸光度(220nm)	0.60以下
吸光度(230nm)	0.35以下
吸光度(240nm)	0.30以下
吸光度(254nm)	0.20以下
吸光度(280nm)	0.05以下
吸光度(300～400nm)	0.01以下
水分	0.03%以下
蛍光試験	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.8%以上