

Code No. 04-2835

## 製品規格書

### 蒸留水

分光分析用

| 試験項目           | 規格値             |
|----------------|-----------------|
| 外観             | 無色澄明の液体         |
| 密度(20℃)        | 0.997~0.999g/ml |
| 屈折率20℃         | 1.332~1.334     |
| 吸光度(210~400nm) | 0.01以下          |
| pH(25℃)        | 5.0~7.5         |
| 過マンガン酸還元性物質    | 試験適合            |
| 蛍光試験           | 試験適合            |