

Code No. 04-3027

製品規格書

D-MEM(高グルコース)(L-グルタミン, フェノールレッド, HEPES含有)

細胞培養用

| 試験項目 | 規格値 |
|-----------|----------------|
| 外観 | 赤色澄明の液体 |
| pH | 7.0~7.6 |
| 浸透圧 | 280~340mOsm/kg |
| エンドトキシン | 0.1EU/ml以下 |
| 無菌試験 | 試験適合 |
| マイコプラズマ試験 | 試験適合 |
| 実用試験 | 試験適合 |