

Code No. 04-3112

製品規格書

ドキシサイクリン塩酸塩n水和物

細胞生物学用

試 験 項 目	規 格 値
外観	うすい黄色～褐色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α] _{D20} (c=0.5, 0.01 mol/l HCl-CH ₃ OH)(脱水及び脱エタノール物換算)	実績値集積のうえ、規格化する
水分	5.0%以下
エタノール	7.0%以下
含量(HPLC)	実績値集積のうえ、規格化する